

A A D C O

アーデコ X線防護用品



 Santa Medical

革 新 的 X 線 防 護 衣 エルゴライト

The Power of ErgoLite! **今こそマイテクター!**

独自のデザインを持つAADCO (アーデコ) X線防護衣エルゴライトは、人間工学に基づき軽量化し、プロテクターの荷重をヒップで受けることが出来るため、肩にかかる重量感や負担を軽減します。特に長時間にわたる着用では優れたエルゴライトの特徴をご体感いただけるでしょう。



両肩部にU字型サポートフレーム

(U.S. Patent Nos. 5834789 & 5844246 / Foreign Patents Pending.)

装着時の調節によりプロテクターの荷重が肩にかかりません

胸椎、肩部、背筋上部の接触が防げ、通気性が保たれます

ワイドなゴム付きベルトによりプロテクターの荷重を
“点”でなく“面”で支えます

エルゴライトの
特徴

AADCO X線防護衣 | エルゴライト (サポートフレーム入り)

**ErgoLite
Coat**

エルゴライトの定番

エルゴライト コート

サポートフレーム入り



長時間の着用に!



鉛当量 前面0.25 (0.125×2) mmPb、後面0.125mmPb

鉛当量 前面0.35 (0.175×2) mmPb、後面0.175mmPb

鉛当量 前面0.5 (0.25×2) mmPb、後面0.25mmPb

Male Size

LP-EJ700	S
LP-EJ701	M
LP-EJ702	L
LP-EJ706	XL

Female Size

LP-EJ703	P
LP-EJ704	S
LP-EJ705	M
LP-EJ707	L

(無鉛素材タイプ：LP-EJ → LP-EK)

Male Size

LP-EA700	S
LP-EA701	M
LP-EA702	L
LP-EA706	XL

Female Size

LP-EA703	P
LP-EA704	S
LP-EA705	M
LP-EA707	L

(無鉛素材タイプ：LP-EA → LP-EF)

Male Size

LP-EX700	S
LP-EX701	M
LP-EX702	L
LP-EX706	XL

Female Size

LP-EX703	P
LP-EX704	S
LP-EX705	M
LP-EX707	L

(無鉛素材タイプ：LP-EX → LP-EL)

・Male (男性タイプ)とFemale (女性タイプ)では身頃の打合せとポケットの位置、アームホールサイズ等が異なります。

・(ご注意)コートタイプのみ、日本サイズよりワンサイズ程度大きめに仕上がります。

・無鉛素材タイプもございます(型番は上記のように、LP-後の2文字が変わります)。

U字型サポートフレーム内蔵モデル

**ErgoLite
Vest & Kilt**

人気のツーピースタイプ

サポートフレーム入り

エルゴライト ベスト&キルト



鉛当量 前面0.25mmPb、後面0.175mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EJ680-4	S	LP-EJ600-4	P
LP-EJ681-5	M	LP-EJ601-5	S
LP-EJ682-6	L	LP-EJ602-6	M
LP-EJ683-7	XL	LP-EJ603-7	L

(無鉛素材タイプ: LP-EJ → LP-EK)

鉛当量 前面0.35mmPb、後面0.175mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EA680-4	S	LP-EA600-4	P
LP-EA681-5	M	LP-EA601-5	S
LP-EA682-6	L	LP-EA602-6	M
LP-EA683-7	XL	LP-EA603-7	L

(無鉛素材タイプ: LP-EA → LP-EF)

鉛当量 前面0.5mmPb、後面0.25mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EX680-4	S	LP-EX600-4	P
LP-EX681-5	M	LP-EX601-5	S
LP-EX682-6	L	LP-EX602-6	M
LP-EX683-7	XL	LP-EX603-7	L

(無鉛素材タイプ: LP-EX → LP-EL)

- ・Male (男性タイプ) とFemale (女性タイプ) では身頃の打合せとポケットの位置、アームホールサイズ等が異なります。実物は胸にポケットが付き、Femaleのみキルトにもポケットが付きます。
- ・無鉛素材タイプもございます (型番は上記のように、LP-後の2文字が変わります)。



サポートフレーム入り



内側構造

エルゴライト ベスト&キルト Two-Toneカラー加工 (加工費:有料)



カラーバリエーションは予告無く変更される場合があります。また、印刷につき実際の色とは異なります。実際の生地色見本をご用意しておりますのでお問い合わせください。

AADCO X線防護衣 | エルゴライト (サポートフレーム入り)

**ErgoLite
Support
Buckle
Apron**

特別デザイン 軽量タイプ

サポートフレーム入り

エルゴライト サポートバックルエプロン



鉛当量 前面0.25mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EJ200	S	LP-EJ204	P
LP-EJ201	M	LP-EJ205	S
LP-EJ202	L	LP-EJ206	M
LP-EJ203	XL	LP-EJ207	L

(無鉛素材タイプ：LP-EJ → LP-EK)

鉛当量 前面0.35mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EA200	S	LP-EA204	P
LP-EA201	M	LP-EA205	S
LP-EA202	L	LP-EA206	M
LP-EA203	XL	LP-EA207	L

(無鉛素材タイプ：LP-EA → LP-EF)

鉛当量 前面0.5mmPb

Male Size		Female Size	
LP-EX200	S	LP-EX204	P
LP-EX201	M	LP-EX205	S
LP-EX202	L	LP-EX206	M
LP-EX203	XL	LP-EX207	L

(無鉛素材タイプ：LP-EX → LP-EL)

- Male (男性タイプ)とFemale (女性タイプ)ではアームホールサイズ等が異なります。
- 実物は胸にポケットが付きます。
- 無鉛素材タイプもございます (型番は上記のように、LP-後の2文字が変わります)。



背面下部をソフトなクッションベルトで直接サポート

肩部が浮きません



ベルクロ仕様で肩幅調節が可能

装着法



身頃を腋下に合わせます



左右しっかりと覆います



肩を上げながらベルトを装着します



着心地を確認し装着完了

AADCO X線防護衣 | レイシールド

RayShield
Coat

前面後面をしっかり防護するラップアラウンドタイプ

レイシールド コート



ワイドなゴム付ベルトはベルクロ仕様で腰位置の調節が可能



サイドシームはベルクロ仕様

鉛当量 前面0.25 (0.125×2) mmPb、後面0.125mmPb

Male Size Female Size

LP-J700	S	LP-J703	P
LP-J701	M	LP-J704	S
LP-J702	L	LP-J705	M
LP-J706	XL	LP-J707	L

(無鉛素材タイプ：LP-J → LP-K)

鉛当量 前面0.35 (0.175×2) mmPb、後面0.175mmPb

Male Size Female Size

LP-A700	S	LP-A703	P
LP-A701	M	LP-A704	S
LP-A702	L	LP-A705	M
LP-A706	XL	LP-A707	L

(無鉛素材タイプ：LP-A → LP-F)

鉛当量 前面0.5 (0.25×2) mmPb、後面0.25mmPb

Male Size Female Size

LP-X700	S	LP-X703	P
LP-X701	M	LP-X704	S
LP-X702	L	LP-X705	M
LP-X706	XL	LP-X707	L

(無鉛素材タイプ：LP-X → LP-L)

・Male (男性タイプ) とFemale (女性タイプ) では身頃の打合せとポケットの位置、アームホールサイズ等が異なります。

・(ご注意) コートタイプのみ、日本サイズよりワンサイズ程度大きめに仕上がります。

・無鉛素材タイプもございます (型番は左記のように、LP-後の1文字が変わります)。

コスト重視のスタンダードモデル

**RayShield
Vest & Kilt**

荷重を両肩部と腰部に分散するツーピースタイプ

レイシールド ベスト&キルト



鉛当量 前面0.25mmPb、後面0.175mmPb

Male Size		Female Size	
LP-J680-4	S	LP-J600-4	P
LP-J681-5	M	LP-J601-5	S
LP-J682-6	L	LP-J602-6	M
LP-J683-7	XL	LP-J603-7	L

(無鉛素材タイプ：LP-J → LP-K)

鉛当量 前面0.35mmPb、後面0.175mmPb

Male Size		Female Size	
LP-A680-4	S	LP-A600-4	P
LP-A681-5	M	LP-A601-5	S
LP-A682-6	L	LP-A602-6	M
LP-A683-7	XL	LP-A603-7	L

(無鉛素材タイプ：LP-A → LP-F)

鉛当量 前面0.5mmPb、後面0.25mmPb

Male Size		Female Size	
LP-X680-4	S	LP-X600-4	P
LP-X681-5	M	LP-X601-5	S
LP-X682-6	L	LP-X602-6	M
LP-X683-7	XL	LP-X603-7	L

(無鉛素材タイプ：LP-X → LP-L)



- ・Male (男性タイプ)とFemale (女性タイプ)では身頃の打合せとポケットの位置、アームホールサイズ等が異なります。実物は胸にポケットが付き、Femaleのみキルトにもポケットが付きます。
- ・ベストとキルトそれぞれ単体での購入も可能です。
- ・無鉛素材タイプもございます(型番は上記のように、LP-後の1文字が変わります)。

**RayShield
Support
Buckle
Apron**

着心地の良いお薦めエプロン

レイシールド サポートバックルエプロン



鉛当量 前面0.25mmPb

LP-J204	P
LP-J200	S
LP-J201	M
LP-J202	L
LP-J203	XL

(無鉛素材タイプ：LP-J → LP-K)

鉛当量 前面0.35mmPb

LP-A204	P
LP-A200	S
LP-A201	M
LP-A202	L
LP-A203	XL

(無鉛素材タイプ：LP-A → LP-F)

鉛当量 前面0.5mmPb

LP-X204	P
LP-X200	S
LP-X201	M
LP-X202	L
LP-X203	XL

(無鉛素材タイプ：LP-X → LP-L)



着脱容易なベルクロ仕様で
肩幅調節が可能



男女兼用でも
肩にしっかりフィットします



ソフトなクッションベルトで
背面下部を直接サポート

- ・実物は胸にポケットが付きます。
- ・無鉛素材タイプもございます(型番は上記のように、LP-後の1文字が変わります)。

AADCO X線防護衣 | レイシールド

RayShield Hiphugger Apron

ワイドなゴム付ベルトで荷重を分散

レイシールド ヒップハガーエプロン



着脱容易なベルクロ仕様で
肩幅調節が可能

ベルトの腰位置調節可能



ワイドなゴム付ベルトと
両腰部のベルクロにより、
プロテクターの荷重を
ヒップでしっかり支えます

鉛当量 前面0.25mmPb

LP-J504	P
LP-J500	S
LP-J501	M
LP-J502	L
LP-J503	XL

(無鉛素材タイプ: LP-J → LP-K)

鉛当量 前面0.35mmPb

LP-A504	P
LP-A500	S
LP-A501	M
LP-A502	L
LP-A503	XL

(無鉛素材タイプ: LP-A → LP-F)

鉛当量 前面0.5mmPb

LP-X504	P
LP-X500	S
LP-X501	M
LP-X502	L
LP-X503	XL

(無鉛素材タイプ: LP-X → LP-L)

- ・実物は胸にポケットが付きます。
- ・無鉛素材タイプもございます(型番は上記のように、LP-後の1文字が変わります)。

RayShield Waist Adjustable Apron

着脱が容易なスタンダードタイプ

レイシールド ウエストアジャスタブルエプロン



ゴム付きサポートでしっかりフィット

鉛当量 前面0.25mmPb

LP-J104	P
LP-J100	S
LP-J101	M
LP-J102	L
LP-J103	XL

(無鉛素材タイプ: LP-J → LP-K)

鉛当量 前面0.35mmPb

LP-A104	P
LP-A100	S
LP-A101	M
LP-A102	L
LP-A103	XL

(無鉛素材タイプ: LP-A → LP-F)

鉛当量 前面0.5mmPb

LP-X104	P
LP-X100	S
LP-X101	M
LP-X102	L
LP-X103	XL

(無鉛素材タイプ: LP-X → LP-L)

- ・実物は胸にポケットが付きます。
- ・無鉛素材タイプもございます(型番は上記のように、LP-後の1文字が変わります)。

アクセサリ

AADCO X線ネックガード

エルゴライトネックシールドはエルゴライト用に開発されたデザインで、従来製品のように首に巻き付けるのではなく、エルゴライト両肩部のベルクロに貼り付けるタイプです。首周りの通気性も良く首を擦ることもありません。



エルゴライト ネックシールド

肩部分にワンタッチ着脱で、
首との接触がありません。

鉛当量 0.5mmPb
LP-EX800

ネックフレア

着心地のよい
フレア仕上げです。

鉛当量 0.5mmPb
LP-X802



ネックシールド

首周りの隙間まで防護でき、
コストパフォーマンスに優れています。

鉛当量 0.5mmPb
LP-X800 (首周り目安：42cm以下)

ネックライナー

肌触りがソフトで
ディスポーザブルだからいつも清潔です。

DLP-800 (30シート入り)

AADCO X線防護ハット

ハット

散乱線被爆に対する頭部の保護に。



鉛当量 0.25mmPb
LP-J845 | S
LP-J846 | M

鉛当量 0.35mmPb
LP-A845 | S
LP-A846 | M

鉛当量 0.5mmPb
LP-X845 | S
LP-X846 | M

(頭囲目安) S：53～54cm以下、M：55～56cm以下

ディスポーザブルX線防護ハット

無鉛素材。



鉛当量 0.125mmPb
D-125N (20着入り)

AADCO X線防護衣

エルゴライトエプロンスリーブ

エルゴライト肩部のベルクロに装着します。



鉛当量 0.25mmPb
LP-EJ830 | M
LP-EJ831 | L

鉛当量 0.35mmPb
LP-EA830 | M
LP-EA831 | L

鉛当量 0.5mmPb
LP-EX830 | M
LP-EX831 | L

レイシールドエプロンスリーブ

防護衣の肩部にベルクロラインを通して装着します。



鉛当量 0.25mmPb
LP-J830 | M
LP-J831 | L

鉛当量 0.35mmPb
LP-A830 | M
LP-A831 | L

鉛当量 0.5mmPb
LP-X830 | M
LP-X831 | L

AADCO X線防護キルト

ハーフエプロン

ベルクロ仕様で着脱が容易です。

鉛当量 0.5mmPb
LP-X805 | 40×45cm



AADCO X線防護眼鏡

水晶体の保護に!これからは防護眼鏡も欠かせません。

フィットオーバー

眼鏡の上から着用可能なフレームデザイン!
もちろん広範囲の防護目的に眼鏡無しで掛けることも可能!

対応可能な眼鏡サイズの目安
フロント全横幅141mm×縦幅41mm以内
散乱線を防ぐ0.25mmPbサイドシールド付き
重量:80g



LG-N190



LG-N192



カタログ番号	鉛当量	カラー
LG-N190	0.6mmPb	Black
LG-N192	0.6mmPb	Silver

AADCO眼鏡付属品

保護ケース、曇り止めレンズクリーナー、眼鏡拭き、ヘッドバンド



フレア防護めがね

製造販売届出番号:13B3X10093001023

Front

快適なフィット感のゴム素材テンプル!

散乱線を防ぐ0.5mmPbサイドシールド付き
重量:85g



カタログ番号	鉛当量
KPE-SPF75	0.75mmPb

MAX10

ゆ〜ったりサイズの幅広フレーム!

重量:85g



カタログ番号	鉛当量
KPE-SPMax1075	0.75mmPb

エックスガード

製造販売届出番号:27B3X00010000040

エックスガードアーマー

矯正レンズの装着が可能!

(処方箋に基づきインナーフレームにレンズを入れてお届け)

鉛当量:0.75mmPb
0.75mmPbのサイドアーマー付き
フレームの上下左右に0.75mmPb鉛板を挿入
重量:150g

サファイヤブルー
カタログ番号: XGASB



矯正レンズ対応!

矯正レンズ種類

- ・単焦点レンズ
- ・遠近両用レンズ
- ・中近レンズ
- ・2重焦点レンズ

※処方によりお受けできない場合がございます。



イタリアンレッド
カタログ番号: XGAIR



ガンメタリック
カタログ番号: XGAGM




シャンパンピンク
カタログ番号: XGACP

COLOR VARIATION

色見本

織物地は肌触りや着心地に優れており、ビニール地は汚れ等に優れております。
 ビニール地はTealとBurgundyの2色より選択できます。

▶ 織物地



カラーバリエーションは予告無く変更される場合があります。また、印刷につき実際の色とは異なります。
 実際の生地色見本をご用意しておりますのでお問い合わせください。
 ※Krinkle色は、絞り染めの風合いになります。

MONOGRAMS ネーム刺繍

3種類の字体より、ネーム等お好みの位置に刺繍することができます。
 刺繍の色につきましては左の色見本単色のほかに白やシルバーも
 選択できます。その他の色に関しましてはお問い合わせください。



BLOCK (ブロック)



Script (スクリプト)



OLD ENGLISH (オールドイングリッシュ)

実際のネーム刺繍は、それぞれの字体見本と若干異なる場合がございます。

PROTECTIVE APRON EMBROIDERY DESIGNS

ロゴマーク



お好みの位置にロゴマークを刺繍することができます。

注：□ は、約2cm程度の小さなデザインです。□ は、デザインが大きいためポケット上には刺繍ができません。

医療機器製造販売届出項目一覧表

クラス分類：一般医療機器(クラスI)

製品タイプ	販売名	一般的名称	製造販売届出番号
エルゴライトコート	AADCO X線防護衣	放射線防護用前掛	13B3X10353000001
エルゴライトベスト			
エルゴライトサポートバックルエプロン			
レイシールドコート			
レイシールドベスト			
レイシールドサポートバックルエプロン			
レイシールドヒップハガーエプロン			
レイシールドウエストアジャスタブルエプロン			
エルゴライトエプロンスリーブ			
レイシールドエプロンスリーブ			
レイシールドキルト	AADCO X線防護キルト	放射線防護用生殖器防護具	13B3X10353000002
ハーフエプロン			
エルゴライトネックシールド	AADCO X線ネックガード	放射線防護用カラー	13B3X10353000003
ネックフレア			
ネックシールド			
ハット	AADCO X線防護ハット	放射線防護用帽子	13B3X10353000004
ディスポーザブルX線防護ハット			
フィットオーバー	AADCO X線防護眼鏡	放射線防護用術者向け眼鏡	13B3X10353000005



コストパフォーマンスに優れた米国MDF社聴診器!

MDF® Instruments USA, Inc.

MDF ステソスコープ

製造販売届出番号：13B3X10353000006

高品質スタンダードモデル

MDF777

MD One™ Stethoscope

MDF777は、高品質ステンレスチール製で、あらゆる医療領域の診断に適しています。全ての医療従事者にお薦めのスタンダードモデルです。



コストパフォーマンスに優れた軽量モデル

MDF747XP

Acoustica™ XP Stethoscope

MDF747XPは、高品質なアルミニウムから正確に手作業で作られ、コストパフォーマンスに優れた耐久性のある軽量モデルです。



MDF製品は通販サイトでのみの販売となっております。詳細は「MDF聴診器」で検索。

MDF聴診器



■製造販売業者

Santa Medical

サンタメディカル株式会社

〒174-0072 東京都板橋区南常盤台1-11-7 MTビル302 TEL：03-5926-9520 FAX：03-5926-9521 <https://santa-med.com>